

Produktguide för ramper

Skånes Kommuner, 2021-05-01



Innehåll

Produktguide för ramper	0
Portabel ramp	2
Portabel delad ramp	2
Portabel hel ramp	3
Tröskelramp gummi	4
Tröskelramp byggbar	5

Portabel ramp

ISO-kod: 183015

Portabel delad ramp

Leverantör: FEAL

www.feal.se

Beskrivning: En teleskopisk ramp främst för manuella rullstolar. Används där höjden och längden kan variera, vid till exempel förflyttning över trappsteg, kantsten och på andra platser där man behöver utjämna nivåskillnader.

Rampen har längsgående rillor och uppåtriktade piggar som ger ett bra halkskydd. Rampen är perforerad vilket gör att den släpper igenom smuts och nederbörd. Den har 52 mm höga sidokanter, handtag som kan fällas in samt transportsäkring som hindrar rampdelarna att glida isär under transport

Val av ramplängd: välj alltid den längsta möjliga rampen. Ju längre ramp, ju lägre lutning, ju lättare att köra uppför rampen.

Leverantörens rekommendationer:

T200 max höjd 40 cm

T300 max höjd 60 cm

Skötsel: Rampen ska hållas ren från smuts och snö så att greppet i åkytan bibehålls. Rengörs med vanligt diskmedel och skölj rent med vatten.

T200

Längd: min 116 cm, max 202 cm Vikt: 5,6 kg/st

Max belastning 150 kg/st, 300 kg/par

Inköpspris: 907 kr/st

T300

Längd: min 116 cm, max 288 cm. Vikt: 8,2 kg/st

Max belastning 125 kg/st, 250 kg/par

Inköpspris: 1203 kr/st



Portabel hel ramp

Leverantör: FEAL

www.feal.se

Beskrivning: En vikbar ramp med fast längd. Används när man behöver en portabel ramp och när man skall gå på rampen. Enkel att vika ut och vika ihop. Glidsäker köryta.

Val av ramplängd: Välj alltid den längsta möjliga rampen. Ju längre ramp, ju lägre lutning, ju lättare att köra uppför rampen.

Leverantörens rekommendationer:

Ramp 120 cm max höjd 25 cm

Ramp 150 cm max höjd 30 cm

Ramp 200 cm max höjd 40 cm

Skötsel: Rampen ska hållas ren från smuts och snö så att greppet i åkytan bibehålls. Rengörs med vanligt diskmedel och skölj rent med vatten.

IRP120

Längd: 116 cm Vikt: 8,7 kg

Max belastning 400 kg

Inköpspris: 2545 kr

IRP150

Längd: 150 cm Vikt: 10 kg

Max belastning 400 kg

Inköpspris: 2845 kr

IRP200

Längd: 200 cm Vikt: 14 kg

Max belastning 400 kg

Inköpspris: 4870 kr



Tröskelramp gummi

Leverantör: Hea Medical AB

www.heamedical.se

ISO-kod: 183015

Beskrivning: Tröskelramp av gummi jämnar på ett enkelt sätt ut hinder som till exempel trösklar både ute och inne, i bostadsrum och i badrum.

Tröskelrampen finns i höjder från 4 – 70 mm. Översidan är räfflad för att fötter och hjul skall få grepp. Bredden kan anpassas med en hobbykniv eller fintandad såg.

Levereras utan tejp, tejp finns att köpa som tillbehör. Tänk på att tejp på golv kan var svår att ta bort när tröskelrampen inte längre används.

En ramp kan få större höjd genom att man lägger en låg (4-8 mm) under. Ramperna fästs i så fall samman med dubbelhäftande tejp.

Skötsel: Rengörs med vanliga rengöringsmedel.

Höjder: 4,6,8,10,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52,56,60,70 mm

Bredd: 900 mm

Max belastning 300 kg

Inköpspris från 36 kr till 1695 kr



Tröskelramp byggbar

Leverantör: Kvistberga

www.kvistberga.se

ISO-kod: 183015

Beskrivning: Tröskelramp Excellent jämnar på ett enkelt sätt ut hinder som till exempel trösklar både ute och inne, i bostadsrum och i badrum.

Systemet är uppbyggt av moduler som kan byggas ihop till olika kombinationer. De upphandlade ramperna är färdigmonterade.

Tröskelramperna finns i 5 olika storlekar för att klara olika tröskelhöjder.

För att fästa rampen mot golvet används en monteringsplatta med hjälp av dubbelhäftande tejp. Du kan lyfta på tröskelrampen och plattan sitter då kvar i golvet. Tröskelrampen kan sedan läggas på plats igen.

Vid behov av bredare tröskelramp än standard kan man lägga till en eller flera moduler i sidled. Lägger man till en hel modul extra blir den totala bredden på tröskelrampen 1000 mm. För att justera bredden till andra mått än standardmoduler går det bra att kapa rampen med hjälp av en fintandad såg. Förhöjningsremсор ingår och används för att finjustera höjden. Hörnmoduler, för att få mjukare hörn, finns som tillbehör.

Skötsel: Ramperna ska hållas rena från smuts och snö så att greppet i åkytan bibehålls. Ramperna kan rengöras med vanliga rengöringsmedel.

Bredd: 750 mm

Max belastning: 1000 kg

1 lager 18 – 26 mm inköpspris 158 kr

2 lager 37 – 53 mm inköpspris 381 kr

3 lager 56 – 72 mm inköpspris 676 kr

4 lager 75 – 91 mm inköpspris 851 kr

5 lager 93 – 109 mm inköpspris 1015 kr

