


**SKÅNES  
KOMMUNER**



# PRODUKTGUIDE FÖR RULLSTOLAR

SKÅNES KOMMUNER  
FROM 2022-05-01

1. Allroundrullstol .....	2
2. Allroundrullstol för brukare med hög vikt .....	3
3. Transportrullstol .....	4
4. Komfortrullstol .....	5
5. Aktiv komfortrullstol .....	6
6. Komfortrullstol för brukare med specifika behov .....	7
7. Komfortrullstol för brukare med hög vikt .....	8
8. Rullstol med uppsningsfunktion .....	9
9. Rullstol för aktiva brukare .....	10

# 1. Allroundrullstol

ISO-kod: 122203

Användningsområde: Brukaren som använder en allroundrullstol sitter i den permanent eller under stora delar av dagen. Brukaren kör själv med hjälp av armarna och/eller sparkar sig fram. Brukaren kan ha stora behov av individuellt anpassad sittkomfort och köregenskaper. Brukaren kan ibland bli körd i rullstolen av anhöriga och vårdare. Brukaren förflyttar sig till/från rullstolen självständigt och/eller med hjälp. Brukaren använder rullstolen inomhus och utomhus på varierande underlag. Brukaren har behov av att ta med sig rullstolen i personbil.

## Cross 6

Leverantör: Etac Sverige AB

[www.etac.com](http://www.etac.com)

Beskrivning: Ryggstöd och sits är ställbara i höjd, vinkel och form. Benstöd med fast vinkel, avtagbara och med fotstöd som kan ställas in i höjd och vinkel. Armstöd avtagbara med sidoskydd, massiv armstödsplatta och ställbar höjd. Flera drivhjulspositioner för inställning av sitthöjd, sittvinkel och balansering.

Standardkonfiguration:

Steglöst höjjusterbar 3A-rygg, standardhöjd 40 cm

Höjjusterbara körhandtag

6.5" (165x30mm) massiva länkhjul,

24" drivhjul med rostfria drivringar och punkteringsfri innerslang,

Tippskydd/tramprör och transportfäste

Sitthöjd bak 45 cm och fram 47 cm.

Ryggklädsel individuellt reglerbar med kardborreband.

Balansläge 3 (D3)

Övrig information:

Sittbredd 35, 37.5, 40, 42.5, 45, 47.5 alternativt 50 cm

Sittdjup standard 36-49 cm (alternativt långt sittdjup 42-55 cm)

Totalbredd är rullstolens sittbredd +22 cm

Levereras utan sittdyna.

Max brukarvikt: 135 kg



*Cross 6*

Skötsel: Produktens förväntade livslängd är 10 år när den sköts enligt leverantörens riktlinjer.

Inköpspris: 5699:-



## 2. Allroundrullstol för brukare med hög vikt

ISO-kod: 122203

Användningsområde: Brukaren som använder en allroundrullstol sitter i den permanent eller under stora delar av dagen. Brukaren kör själv med hjälp av armarna och/eller sparkar sig fram. Brukaren kan ha stort behov av individuellt anpassad sittkomfort och köregenskaper. Brukaren kan ibland bli körd i rullstolen av anhöriga och vårdare. Brukaren förflyttar sig till/från rullstolen självständigt och/eller med hjälp. Brukaren använder rullstolen inomhus och utomhus på varierande underlag. Brukaren har behov av att ta med sig rullstolen i personbil.

### Cross 5 XL

Leverantör: Etac Sverige AB  
www.etac.com

Beskrivning: Ryggstöd och sits är ställbara i höjd, vinkel och form. Benstöd med fast vinkel, avtagbara och med fotstöd som kan ställas in i höjd och vinkel. Armstöd avtagbara med sidoskydd, massiv armstödsplatta och ställbar höjd. Flera drivhjulspositioner för inställning av sitthöjd, sittvinkel och balansering.

Standardkonfiguration:

Steglöst höjjusterbar 3A-rygg, standardhöjd 40 cm

Stabiliserande fällbart tvärstag mellan ryggrören

Höjjusterbara körhandtag

6.5" (165x30mm) massiva länkhjul

24" drivhjul med rostfria drivringar och punkteringsfri innerslang

Tippskydd/tramprör och transportfäste

Sitthöjd bak 45 cm och fram 47 cm

Rygglädsel individuellt reglerbar med kardborreband

Balansläge 3 (D3)

Övrig information:

Sittbredd 47.5, 50, 52.5, 55, 57.5 alternativt 60 cm

Sittdjup standard 36-49 cm (alternativt långt sittdjup 42-55 cm)

Totalbredd är rullstolens sittbredd +22 cm

Levereras utan sittdyna.

Max brukarvikt: 160 kg



Cross 5XL

Skötsel: Produktens förväntade livslängd är 10 år när den sköts enligt leverantörens riktlinjer.

Inköpspris: 12 499:-

### 3. Transportrullstol

ISO-kod: 122218

Användningsområde: Brukaren som använder transportrullstol klarar inte att gå längre sträckor. Brukaren blir körd i rullstolen av anhöriga och vårdare. Brukaren som använder en transportrullstol sitter i den korta stunder till några timmar per gång. Brukaren har inga större behov av individuellt anpassad sittkomfort. Brukaren förflyttar sig till/från rullstolen självständigt och/eller med hjälp. Brukaren använder rullstolen inomhus och utomhus på varierande underlag. Brukaren har behov att ta med sig rullstolen i personbil.

#### **Transit III**

Leverantör: Etac Sverige AB  
www.etac.com

Beskrivning: Rullstolen är utrustad med vårdarbroms. Benstöd med fast vinkel, avtagbara och med fotstöd som kan ställas in i höjd och vinkel. Armstöd avtagbara med sidoskydd och massiv armstödsplatta inställbar i höjd.

Standardkonfiguration:

Höjjusterbara körhandtag

8" (200x50mm) halvmassiva länkhjul

16" hjul med massiva punkteringsfria däck

Tippskydd/tramprör och transportfäste

Sitthöjd 50 cm, sittdjup 42 cm och rygghöjd 40 cm.

Ryggstöd reglerbart i höjd och vinkel och med ryggklädsel  
individuellt justerbart med kardborreband

Övrigt information:

Sittbredd 35, 40, 45 alternativt 50 cm

Totalbredd är rullstolens sittbredd +15 cm

Levereras utan sittdyna.

Max brukarvikt: 135 kg



*Transit III*

Skötsel: Produktens förväntade livslängd är 10 år när den sköts enligt leverantörens riktlinjer.

Inköpspris: 4699:-

## 4. Komfortrollstol

ISO-kod: 122203 / 122218

Användningsområde: Brukaren som använder en komfortrollstol sitter i den några timmar under dagen eller under stora delar av dagen. Brukaren har behov av lägesändring och behov av individuellt anpassad sittkomfort. Brukaren har behov av att sits- och ryggvinkel kan ändras. Brukaren blir körd i rullstolen av anhöriga och vårdare. Brukaren förflyttar sig till/från rullstolen med hjälp och/eller med hjälp av överflyttningshjälpmedel. Brukaren använder rullstolen inomhus och utomhus på varierande underlag.

### Rea Azalea

Leverantör: Invacare AB

[www.invacare.se](http://www.invacare.se)

Beskrivning: Rea Azalea är en komfortrollstol med många inställningsmöjligheter och många tillbehör och kan därför anpassas individuellt för att brukaren ska kunna sitta bekvämt och avlastat. Komfortrollstolen har tiltbar sits och fällbar rygg. Förutom bredd- och djupjustering av sitsen, är det också möjligt att justera ryggstödet både i höjd och bredd. Justeringarna är steglösa och oberoende av varandra. Rea Azalea levereras med 24" drivhjul och Rea Azalea Assist levereras med 16" transporthjul.

Standardkonfiguration:

Körhandtagsbygel höjdjusterbar och vinkelreglerbar

Vinkelställbara avtagbara benstöd med fotplattor reglerbara i höjd, djup och vinkel

Armstöd avtagbara med sidoskydd och polstrad armstödplatta

8" (200mm) massiva länkhjul

24" vårdarbromsade drivhjul med rostfria drivringar punkteringsfri innerslang

Alternativt 16" vårdarbromsade hjul med massiva däck

Tippskydd/tramprör och tranportfäste

Sitthöjd 45 cm

Sittdjup 43-50 cm, steglöst justerbart

Ryggklädsel med dyna individuellt reglerbar med kardborreband

Ryggstöd höjd: Ställbar rygg 54-71,5 cm

Ryggfällning 0 till +30 grader

Sitstilt -1 till +20 grader, (-1 till +25 grader med 16" hjul)

Övrig information:

Sittbredd 39, 44 alternativt 49 cm, steglöst justerbar +5 cm.

Totalbredd är rullstolens sittbredd + 27 cm (Azalea) alternativt +23 cm (Azalea Assist).

Levereras utan sittdyna och huvudstöd.

Max brukarvikt: 135 kg.



Rea Azalea

Skötsel: Produktens förväntade livslängd är 5 år när den sköts enligt leverantörens riktlinjer.

Inköpspris: 9672:-

## 5. Aktiv komfortrollstol

ISO-kod: 122203

**Användningsområde:** Brukaren som använder en aktiv komfortrollstol sitter i den några timmar under dagen eller under stora delar av dagen. Brukaren manövrerar ofta sin rollstol självständigt och har behov av inställningar och tillbehör som möjliggör aktivitet och självständighet. Brukaren har behov av lägesändring och behov av individuellt anpassad sittkomfort. Brukaren har behov av att sits- och ryggvinkel kan ändras. Brukaren kör rollstolen själv med armar och/eller sparkar sig fram. Brukaren blir ibland körd i rollstolen av anhöriga eller vårdpersonal: Brukaren förflyttar sig till/från rollstolen med hjälp och/eller med hjälp av överflyttningshjälpmedel. Brukaren använder rollstolen inomhus ibland i trånga miljöer och utomhus på varierande underlag.

### Prio 3A

Leverantör: Etac Sverige AB

[www.etac.com](http://www.etac.com)

**Beskrivning:** Prio 3A är en komfortrollstol med många inställningsmöjligheter och många tillbehör och kan därför anpassas individuellt för att brukaren ska kunna leva aktivt och sitta bekvämt. Komfortrollstolen har tiltbar sits och fällbar rygg. Förutom djupjustering av sitsen, är det också möjligt att justera ryggstödet i höjd och form. Flera drivhjulpositioner för inställning av sitthöjd och balansering.

**Standardkonfiguration:**

Steglöst höjdjusterbar 3A-rygg, (46-62 cm), standardhöjd 40 cm

Höjdjusterbara körhandtag

6.5" (165x30mm) massiva länkhjul

24" drivhjul med rostfria drivringar och punkteringsfri innerslang

Tippskydd/tramprör och transportfäste

Benstöd med fast vinkel, avtagbara och med uppfällbart fotstöd, ställbara i höjd och vinkel.

Armstöd avtagbara med sidoskydd och fast armstödsplatta

Sitthöjd 42,5 cm

Balansläge E1

Sittdjup läge 3

Ryggklädsel med ryggdyna 3D individuellt reglerbar med kardborreband.

Ryggfällning 0 till +30 grader

Sitstilt -3 till +20 grader

**Övrig information:**

Sittbredd 40, 45, 50 alternativt 55 cm

Sittdjup 39-51 cm

Totalbredd är rollstolens sittbredd + 21,5 cm

Levereras utan sittdyna och huvudstöd.

Max brukarvikt: 135 kg



*Prio 3A*

**Skötsel:** Produktens förväntade livslängd är 10 år när den sköts enligt leverantörens riktlinjer.

**Inköpspris:** 9859:-



## 6. Komfortrollstol för brukare med specifika behov

ISO-kod: 122203 / 122218

**Användningsområde:** Brukaren som använder en komfortrollstol sitter i den några timmar under dagen eller under stora delar av dagen. Brukaren har behov av lägesändring och stort behov av individuellt anpassad sittkomfort. Brukaren har specifika behov som innebär utökade krav på anpassningsmöjligheter och tillbehör. Brukaren har behov av att sits- och ryggvinkel kan ändras. Brukaren blir körd i rullstolen av anhöriga och vårdare. Brukaren förflyttar sig till/från rullstolen med hjälp och/eller med hjälp av överflyttningshjälpmedel. Brukaren använder rullstolen inomhus och utomhus på varierande underlag.

### HD Balance

Leverantör: HD Rehab AB

[www.hdrehab.se](http://www.hdrehab.se)

**Beskrivning:** HD Balance är en komfortrollstol med många inställningsmöjligheter och kan därför anpassas individuellt för att brukaren ska kunna sitta så optimalt som möjligt. Komfortrollstolen har tiltbar sits och fällbar rygg. Rullstolen har ett rikt tillbehörsprogram för brukare med specifika behov.

**Standardkonfiguration:**

Körhandtagsbygel höjjusterbar och vinkelreglerbar

Steglöst höjjusterbar rygg 55-60 cm

Ryggklädsel med dyna och individuellt reglerbart kardborreband

Vinkelställbara avtagbara benstöd med fotplattor reglerbara i höjd och vinkel

Armstöd avtagbara med sidoskydd och polstrad armstödplatta

8" (200mm) massiva länkhjul

HD Balance 24: 24" vårdarbromsade drivhjul med rostfria drivringar punkteringsfri innerslang

HD Balance 16: 16 vårdarbromsade hjul med massiva däck

Tippskydd/tramprör, fäste för bålstöd samt transportfäste

Sitthöjd 45cm

Ryggfällning 0 till +30 grader

Sitstilt 0 till +20 grader

**Övrig information:**

Sittbredd 38, 42, 46 alternativt 50 cm

Sittdjup 38-47 cm

Totaltbredd är rullstolens sittbredd +26 cm (HD Balance 24) alternativt +25 cm (HD Balance 16)

Levereras utan sittdyna och huvudstöd.

Max brukarvikt: 135 kg

**Skötsel:** Produktens förväntade livslängd är 10 år när den sköts enligt leverantörens riktlinjer.

Inköpspris: 17 500:-



HD Balance 24



HD Balance 16



## 7. Komfortrollstol för brukare med hög vikt

ISO-kod: 122203

Användningsområde: Brukaren som använder en komfortrollstol sitter i den några timmar under dagen eller under stora delar av dagen. Brukaren har behov av lägesändring och behov av individuellt anpassad sittkomfort. Brukaren har behov av att sits- och ryggvinkel kan ändras. Brukaren blir körd i rullstolen av anhöriga och vårdare. Brukaren förflyttar sig till/från rullstolen med hjälp och/eller med hjälp av överflyttningshjälpmedel. Brukaren använder rullstolen inomhus och utomhus på varierande underlag.

### Rea Azalea Max

Leverantör: Invacare AB

[www.invacare.se](http://www.invacare.se)

Beskrivning: Rea Azalea är en komfortrollstol med många inställningsmöjligheter och många tillbehör och kan därför anpassas individuellt för att brukaren ska kunna sitta bekvämt och avlastat. Komfortrollstolen har tiltbar sits och fällbar rygg. Förutom bredd- och djupjustering av sitsen, är det också möjligt att justera ryggstödet både i höjd och bredd. Justeringarna är steglösa och oberoende av varandra.

Standardkonfiguration:

Körhandtagsbygel höjjusterbar och vinkelreglerbar

Vinkelställbara avtagbara benstöd med fotplattor reglerbara i höjd, djup och vinkel

Armstöd avtagbara med sidoskydd och polstrad armstödplatta

8" (200mm) massiva länkhjul

24" vårdarbromsade drivhjul med massiva däck

Tippskydd/tramprör och tranportfäste

Sitthöjd 45 cm

Sittdjup 53-61 cm, steglöst justerbart

Ryggklädsel med dyna individuellt reglerbar med kardborreband.

Ryggstöd höjd: Ställbar rygg 54-71,5 cm

Ryggfällning 0 till +30 grader

Sitsstilt -1 till +20 grader

Övrig information:

Sittbredd 55 alternativt 61 cm, steglöst justerbar +5 cm.

Totalbredd är rullstolens sittbredd + 27 cm.

Levereras utan sittdyna och huvudstöd.

Max brukarvikt: 180 kg.



*Rea Azalea Max*

Skötsel: Produktens förväntade livslängd är 5 år när den sköts enligt leverantörens riktlinjer.

Inköpspris: 21 155:-

## 8. Rullstol med uppresningsfunktion

ISO-kod: 122203

Användningsområde: Brukaren har behov av manuell rullstol med uppresningsfunktion och sitter/står i den under delar av dagen. Brukaren kan ha behov av individuellt anpassade köregenskaper. Brukaren kan ha behov av individuellt anpassad komfort och lägesändring. Brukaren använder rullstolen inomhus och utomhus.

### Levo Summit El

Leverantör: Sunrise Medical AB

[www.sunrisemedical.se](http://www.sunrisemedical.se)

Beskrivning:

Manuell rullstol med elektrisk uppresningsfunktion.  
Sittbredder 35-50 cm. Justerbar sitt-och rygglädsel.  
Uppfallbara, höjd- och vinkeljusterbara armstöd.  
Fotstöd och 24" drivhjul med luftfyllda däck.  
Inklusive bröstremmar, knästöd och sittdyna.  
Max brukarvikt 125 kg.

Rullstolen beställs efter utprovning och brukarens specifika behov.

Skötsel: Produktens förväntade livslängd är 10 år när den sköts enligt leverantörens riktlinjer. Batterier ska laddas dagligen.

Inköpspris: 81 000:-



*Levo Summit El*

## 9. Rullstol för aktiva brukare

ISO-kod: 122203

Användningsområde: Aktiv brukare som kör rullstolen själv. Flertalet brukare klarar överflyttning till och från rullstolen självständigt samt har behov av att lyfta rullstolen i olika situationer t.ex. i och ur bil. Rullstolen används både inomhus och utomhus i olika miljöer och på varierande underlag.

**Rullstolsmodell väljs utifrån förskrivarens bedömning av brukarens behov.**

### Crissy Swing away

Leverantör: Etac Sverige AB

[www.etac.com](http://www.etac.com)

Beskrivning: Rullstol med kryssfällbar ram och avtagbara benstöd.  
Max brukarvikt 125 kg. Sittbredd 37,5-50 cm. (Sitthöjd fram 40,5-50 cm.)



*Crissy Swing Away*

### Kuschall K-serie 2.0

Leverantör: Invacare AB

[www.invacare.se](http://www.invacare.se)

Beskrivning: Rullstol fast ram med fotbåge.  
Max brukarvikt 130kg. Sittbredd 32-50 cm.



*Kuschall K-serie 2.0*

### Kuschall KSL 2.0

Leverantör Invacare AB

[www.invacare.se](http://www.invacare.se)

Beskrivning: Rullstol fast ram med fotbåge.  
Max brukarvikt 100kg. Sittbredd 34-44 cm.



*Kuschall KSL 2.0*

### Kuschall Champion 2.0

Leverantör: Invacare AB

[www.invacare.se](http://www.invacare.se)

Beskrivning: Rullstol med hopfällbar ram och hel uppfällbar fotplatta.  
Max brukarvikt 120 kg. Sittbredd 36-48 cm.



*Kuschall Champion 2.0*

### Kuschall Compact SA 2.0

Leverantör: Invacare AB

[www.invacare.se](http://www.invacare.se)

Beskrivning: Rullstol med kryssfällbar ram och avtagbara benstöd.  
Max brukarvikt: 130kg. Sittbredd 28-50 cm.



*Kuschall Compact SA 2.0*



### **Panthera S3**

Leverantör: Panthera AB  
[www.panthera.se](http://www.panthera.se)

Beskrivning:

Rullstol fast ram med fotbåge alternativt uppfällbara fotplattor.

Sittbredd 30-50 cm.

Max brukarvikt 100 kg sittbredd 30-42 cm, 150 kg sittbredd 45-50 cm.



*Panthera S3*

### **Panthera S3 kort**

Leverantör: Panthera AB  
[www.panthera.se](http://www.panthera.se)

Beskrivning:

Rullstol fast ram med fotbåge alternativt uppfällbara fotplattor.

S3 kort är 50 mm kortare än S3.

Sittbredd 30-45 cm.

Max brukarvikt 100 kg sittbredd 30-42 cm, 150 kg sittbredd 45 cm.



*Panthera S3 kort*

### **Panthera S3 kort låg**

Leverantör: Panthera AB  
[www.panthera.se](http://www.panthera.se)

Beskrivning:

Rullstol med fast ram och fotbåge. Ramen är 50 mm kortare och 25 mm lägre än S3.

Sittbredd 33-39 cm.

Max brukarvikt 100 kg



*Panthera S3 large*

### **Panthera S3 large**

Leverantör: Panthera AB  
[www.panthera.se](http://www.panthera.se)

Bekrivning:

Rullstol med fast ram och fotbåge. Ramen är 50 mm längre och 25 mm högre än S3.

Sittbredd 39-50 cm.

Max brukarvikt 150 kg.



### **Panthera S3 Swing**

Leverantör: Panthera AB

[www.panthera.se](http://www.panthera.se)

Beskrivning:

Rullstol fast ram med avtagbara benstöd.

Sittbredd 36-50 cm.

Max brukarvikt 100 kg sittbredd 36-42 cm och 150 kg sittbredd 45-50 cm.



*Panthera S3 Swing*

### **Panthera U3**

Leverantör: Panthera AB

[www.panthera.se](http://www.panthera.se)

Beskrivning:

Rullstol fast ram med fotbåge.

U3 har till skillnad från S3 en insvängd front och 5 grader snävare benstödsinkel.

Sittbredd 33-45 cm.

Max brukarvikt 100 kg sittbredd 33-42 cm, 150 kg sittbredd 45 cm.



*Panthera U3*

### **Panthera U3 light**

Leverantör: Panthera AB

[www.panthera.se](http://www.panthera.se)

Beskrivning:

Rullstol med fast ram och fotbåge. För brukare som kan hantera rullstol utan tipskydd, finns i 2 utförande U3 light som har normal balans och U3 light L som är mer lättbalanserad.

Sittbredd 33-45 cm.

Max brukarvikt 100 kg

### **Panthera X**

Leverantör Panthera AB

[www.panthera.se](http://www.panthera.se)

Beskrivning: Rullstol fast ram i kolfiber med fotbåge.

För brukare som har behov av en mycket lätt rullstol. Sittbredd 33-45 cm.

Max brukarvikt 100 kg



*Panthera X*





### Quickie Nitrum

Leverantör: Sunrise Medical AB  
[www.sunrisemedical.se](http://www.sunrisemedical.se)

Beskrivning: Rullstol fastram med fotbåge  
alternativt uppfällbara fotstöd.  
Sittbredd 32-50 cm.  
Max brukarvikt 125 kg.



*Quickie Nitrum*

### Quickie Xenon2 FF

Leverantör: Sunrise Medical AB  
[www.sunrisemedical.se](http://www.sunrisemedical.se)

Beskrivning: Rullstol med kryssfällbar ram och uppfällbar fotplatta.  
Sittbredd 32-46 cm.  
Max brukarvikt: 110 kg.



*Quickie Xenon 2 FF*

### Quickie Xenon2 SA

Leverantör: Sunrise Medical AB  
[www.sunrisemedical.se](http://www.sunrisemedical.se)

Beskrivning: Rullstol med kryssfällbar ram och avtagbara benstöd.  
Sittbredd 32-50 cm.  
Max brukarvikt: 125 k



*Quickie Xenon 2 SA*

